

TECNO-GAZ

NEWS

Marzo 2017
Numero 22

informazioni ed opportunità
direttamente dal produttore
all'utilizzatore

IL CUORE TECNOLOGICO DELL'ODONTOIATRIA

LA TECNOLOGIA
COSTRUITA
INTORNO A VOI.

UN MONDO COSTRUITO INTORNO A TE.

Tecno-Gaz è in grado di proporvi una serie di soluzioni per affrontare, gestire e ampliare l'operatività del vostro studio. Le nostre soluzioni sono degne di essere chiamate tali in quanto non si esauriscono con il fornirvi il singolo prodotto, ma portano con se una serie di servizi, capacità e competenze da parte di chi ve le propone.

Una rete di post-vendita con al centro il cliente.

Il valore di una struttura di servizio è quella di avere competenza e capillarità, per questo abbiamo voluto creare i Tecno-Gaz SAR Strutture Assistenza Ricambi. Questa organizzazione sarà il nostro unico riferimento tecnico sul territorio, unitamente ai nostri rivenditori. I Tecno-Gaz SAR sono strutture tecniche territoriali selezionate e contrattualizzate da Tecno-Gaz, le quali hanno molteplici funzioni:



TROVA IL TUO CENTRO SAR PIÙ VICINO A TE
CONSULTANDO IL NOSTRO SITO
WWW.TECNOGAZ.COM/SERVICE

1

Rappresentare Tecno-Gaz sul territorio relativamente ai servizi di assistenza, con l'obbligo di rispettare i principi di etica e correttezza che contraddistinguono la nostra azienda

2

Erogare un servizio efficiente e qualificato, rispettando termini e condizioni impartite e pubblicate da Tecno-Gaz

3

Eseguire montaggi e scolarizzazioni di tutte le apparecchiature

4

Avere a disposizione e fornire muletti e macchine sostitutive

5

Disponibilità per fare sopralluoghi e consulenze

360





NOVITÀ

GAMMA RIUNITI

TYGIGI **evo**

Un nuovo modo di concepire il riunito dentale

Tygi 100

Tygi 300^{evo}

La qualità è sempre al primo posto.



Sistema di disinfezione

una opzione che in qualsiasi riunito deve essere presente per il rispetto delle norme, ma soprattutto per la tutela di pazienti ed operatori.



Poggiatesta 360°

per permettervi di operare adottando le migliori posture e dare comfort al paziente.



Bacinelle ergonomiche asportabili

Bacinella per risciacquo completamente scomponibile ed asportabile per una perfetta igienizzazione.



Filtro anti legionella

indispensabile per eliminare qualsiasi forma di infezione che si può generare nel circuito idrico.



Sistema antisvestimento

Sistema "AU Anti Undress".



PLASTIC FREE

Il primo riunito senza plastica, ma realizzato con materiali nobili e poliuretani anti UV.

WATER SAFETY

Sistema di prevenzione legionella

I dispositivi WATER SAFETY sono basati su una innovativa tecnica di doppia parete a microfiltrazione cava. L'ampia superficie filtrante assicura una lunga vita ai prodotti utilizzati. Il Filtro a doppia parete, assicura una filtrazione sterile mantenendo le stesse proprietà dell'acqua.



Adattabile a tutti i riuniti



Controllo assoluto, con un touch!

Touch screen capacitivo a colori da 7" con 24 memorie programmabili: interfaccia grafica per la completa programmazione e controllo di tutto il sistema: poltrona, riunito, illuminazione, gruppo idrico. Programmazione di tutte le impostazioni personalizzate per 4 diversi operatori. Facile, semplice, intuitivo e programmabile.

Tygi 500 evo



Programmazione e gestione strumenti



Desktop

Desktop con funzioni di menù con visualizzazione a icone e schemi grafici.



Gestione poltrona e strumenti

Controllo di ogni asse di movimento della poltrona e fino a 9 programmi per memorizzare i parametri di ogni strumento per ognuno dei quattro operatori disponibili.

Configurazione semplice e immediata

Tutti i menu sono semplici e immediatamente accessibili, studiati appositamente per la massima operatività. L'elevata possibilità di personalizzazione rende il sistema di controllo di Tygi 300 evo e 500 evo estremamente flessibile e capace di adattarsi subito al modo di lavorare di nuovi membri nello staff o ad evoluzioni nel flusso di lavoro.


Dall'interfaccia utente è possibile impostare la funzione di alcuni pulsanti del controllo a pedale.

Multioperatore, multilingua

La selezione dei set-up utente è semplicissima e si effettua con un click sul touch-screen. Ogni operatore può impostare la propria lingua preferita e modificare il look cromatico dell'interfaccia.



Sezione operatore



FUNZIONE NEGATIVOSCOPIO

Base o Lift

Scegliete liberamente l'ergonomia che preferite. Versione Base con sollevamento a pantografo o versione Lift a sollevamento verticale.



Gruppo idrico rotabile

Gruppo idrico articolato: oltre alla bacinella rotante anche il gruppo idrico può essere ruotato raggiungendo una apertura di 90°. (per i modelli 300 EvoB /500 EvoB)



Lift senza fissaggio a terra

Un basamento lo rende stabile e autoportante allo stesso tempo.




Snodo sferico 3D SYSTEM



L'illuminazione chirurgica

è un aspetto determinante per la tutela visiva e il miglioramento delle pratiche odontoiatriche, per questo tutti i nostri riuniti sono dotati di lampada a led con alta profondità di campo.

Intensità luminosa da 8.000 a 30.000 Lux



Grande accessibilità per il lavoro a 4 e 6 mani.

Bracciolo sinistro di serie

24 memorie programmabili con possibilità di settaggi personalizzati per quattro utilizzatori.



TECNO-GAZ
STORE

PROGETTO KYRI

Studio
chirurgico
polifunzionale



Il progetto KYRI, può essere configurato con una logica prettamente chirurgica, per poi poter evolvere in studio multifunzione, con l'aggiunta del gruppo idrico e del cart con strumenti.

Una modularità che vi permette di poter far crescere la vostra struttura secondo vostra esigenza.



ERGOSEAT

Il dispositivo studiato per garantirvi una postura corretta ed induttiva grazie al sistema con movimento compensato tra seduta e schienale.



KYRI CART

Possibilità di configurazione e flessibilità operativa grazie a Kyri Cart. Cinque slot per strumenti e controllo totale del set-up di Kyri per memorizzare e richiamare le vostre posizioni preferite.



KYRI WATER UNIT

Il complemento ideale che rende multifunzionale lo studio integrato Kyri è Kyri Water Unit. Consente il risciacquo e permette la gestione dell'aspirazione chirurgica grazie alla tavoletta portacannule allestita con 2 cannule. Kyri Water Unit è elemento di congiunzione con i sistemi di aspirazione dello studio. La struttura telescopica si adatta all'ergonomia operatoria e consente di riporre Kyri Water Unit sotto i piani di lavoro.

Posizioni infinite con 5 assi

Kyri vi supporta in ogni situazione. Con i suoi movimenti a 5 assi, si può adattare a tutte le posizioni tradizionali oltre che a posizioni d'emergenza, imprevisti o situazioni insolite.

Posizioni comode e d'emergenza

Odontoiatrica



Ortopnoica o semiseduta



Trendelemburg



Fowler



Tavola chirurgica

Altezza variabile



Studio chirurgico

ORION 40DS



Lampada universale, con doppia selezione: uso chirurgico e uso quotidiano, intensità luminosa regolabile, spot luce a lunga profondità, doppia temperatura di colore, maneggevolezza estrema.

KYRI

KYRI è l'unica poltrona chirurgica studiata e realizzata secondo canoni ed ergonomia odontoiatrica. I movimenti della poltrona vengono gestiti da 4 motori, che fanno assumere alla poltrona qualsiasi posizione, facilitando il lavoro dell'operatore e aumentando il comfort del paziente. La poltrona ha la possibilità di poter avere un braccetto con satellite per cannule aspirazione e rails laterali su cui fissare qualsiasi accessorio: braccioli, asta per sacche fisiologiche, supporti per alloggiamento braccia.

SMART TROLLEY

La prima linea di mobili tecnici, in grado di aiutarvi nell'efficienza del vostro lavoro quotidiano. La vera innovazione ed evoluzione del mobile odontoiatrico.

80+

Più di 80
configurazioni
possibili



TAVOLO PONTE

Il tavolo ponte è un semplice accessorio posizionato nello spazio ergonomico comune tra medico ed assistente. La sua posizione "strategica" contribuisce alla qualità del trattamento chirurgico.




KYRI DSS

Nuovo aspiratore chirurgico, con aspirazione regolabile, pedale di controllo, doppio vaso e sacche monouso con valvole.



Poggiatesta orbitale

Il 70% degli impianti coinvolgono molari e premolari, il che comporta un intervento chirurgico laterale. Migliore postura e minore pressione muscolare per il paziente facilitano notevolmente il lavoro del dentista.



SMART TROLLEY

80+

Più di 80
configurazioni
possibili

Tecno-Gaz ha creato il concetto SMART TROLLEY, cambiando ciò che pareva immutabile. SMART TROLLEY sono una rivoluzione copernicana, non solo perchè innovano completamente un settore, ma cambiano di fatto l'identità e il ruolo di un importante componente della struttura odontoiatrica. "IL MOBILE" non è più un solo componente di valorizzazione visiva della struttura, ma diviene elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, trasformandosi in un tassello attivo nelle pratiche di lavoro quotidiano.



Infinite
configurazioni



**È ARRIVATO IL MOMENTO
DI RENDERE OPERATIVO
IL VOSTRO STUDIO**



- ✓ Nati per rendere il lavoro facile e produttivo
- ✓ Da contenitore a dispositivo operativo al 100%
- ✓ Adatto a tutti gli studi: facilmente integrabili e configurabili

I primi istanti dall'inizio dell'intervento rappresentano per il paziente e per l'operatore il momento più importante poichè da essi dipendono il grado di tensione e la relativa qualità dell'esperienza odontoiatrica che si svolgerà in seguito. Un ambiente clinicamente accogliente offre un'esperienza positiva al paziente e garantisce all'odontoiatra una ergonomia operativa senza precedenti.



Più le unità di servizio

Dispenser materiale
usa e getta



Lavabo



**Si integrano facilmente ed è possibile
modificare la disposizione**

Il paziente va accolto nell'area operativa senza generargli stress o tensioni, ed è opportunamente necessario offrirgli un impatto visivo non traumatizzante in grado di aiutarlo nel superare le ancestrali paure legate all'intervento odontoiatrico. Linee pulite nessun dispositivo "incombente", massimo ordine, massima armonia, massima igiene e massima percezione di qualità.

Pulizia visiva
massima linearità

Facile da pulire
e igienizzare

Massima flessibilità
per tutti i trattamenti



Porta manipoli a scomparsa


Tavoletta porta manipoli con tre alloggiamenti a scomparsa grazie al quale potrete avere a portata di mano quel che vi serve, con l'ulteriore vantaggio di poter "nascondere" il tutto con un semplice gesto.

Pannello accessibile per cablaggio

Manopole per la regolazione dell'inclinazione dei piani

Asta porta-fisiologica

Smart Trolley Elettromedicale offre la possibilità di essere allestito con asta porta fisiologica. Al vostro fianco il carrello chirurgico perfetto che in assetto operativo rende tutto disponibile all'operatore.



Smart Trolley
Intraoperatorio



Smart Trolley
Elettromedicale




Smart Trolley
Postoperatorio



Ogni area operativa ha necessità di mettere a disposizione dell'operatore quanto serve, ripetutamente e indipendentemente. Tutto ciò trova il suo spazio nello SmartTrolley Intraoperatorio che a riposo cela al suo interno tutto quanto, mentre quando è in assetto operativo, cioè estratto dal suo box, diventa un strumento indispensabile.

Guide HQ
con cassetto
staccabile




La quantità di strumenti elettromedicali che lo staff odontoiatrico utilizza durante gli interventi odontoiatrici è rilevante. La soluzione è Smart Trolley Elettromedicale che con il suo sistema di alimentazione centralizzato, la sua modularità e la possibilità di accogliere ingombranti pedaliere di comando, diventa elemento di snodo funzionale ed organizzativo indispensabile.

Ripiani
inclinabili

con bordo di contenimento, pannello per cablaggio a scomparsa facilmente asportabile, base porta-reostato ribassata.



Per ridurre i tempi e rendere razionale la gestione dei rifiuti e del materiale contaminato abbiamo sviluppato Smart Trolley Postoperatorio che grazie alla sua vasca di decontaminazione incorporata ed agli scomparti di raccolta differenziata rappresenta l'hub di raccolta e smistamento del materiale infetto.



NOVITÀ

Il progetto sterilizzazione di Tecno-Gaz

STERILIZZAZIONE... FAST



CICLO
COMPLETO

NOVITÀ

16'

MULTISTERIL FAST

CICLO COMPLETO
IN SOLI 16 minuti!

1 Multisteril Fast

MULTISTERIL CD

Concentrato liquido per **detersione**
e **disinfezione** certificata

MULTISTERIL + MULTISTERIL CD

Il primo sistema
certificato che garantisce:

Detersione certificata
Disinfezione certificata
Tutela degli strumenti



Processo di preparazione
completamente
automatico: **disinfezione,**
detersione, sciacquo,
asciugatura. Sicurezza,
risparmio di tempo,
risparmio economico.

16'
CICLO COMPLETO

STAND-BY
DISINFEZIONE

NOVITÀ!

DETERSIONE
DISINFETTANTE

RISCIACQUO
AUTOMATICO

ASCIUGATURA

ADOTTATE IL PROTOCOLLO TECNO-GAZ! CON SOLE 3 APPARECCHIATURE COSTRUIRE IL MIGLIOR PROCESSO DI STERILIZZAZIONE!

MASSIMA OTTIMIZZAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE DEI CARICHI



RISPARMIO
TEMPO
-50%



2 TecnoSeal

SISTEMA DI TRASCINAMENTO AUTOMATICO A
FOTOCELLULA (10 M./MIN.)

GRANDE
PRODUTTIVITÀ E
RISPARMIO DI TEMPO

SCHEDA ELETTRONICA
CONTROLLO/GESTIONE
PARAMETRI DI UTILIZZO



VASCA MULTIFUNZIONE
MULTISTERIL



SIGILLATRICE ROTATIVA
TECNOSEAL



AUTOCLAVE CARICHI B
ONYXB



3 Onyx B

AUTOCLAVE
DI GRANDE CAPIENZA

CICLI RAPIDI
E CICLI PARZIALI

TECNOLOGIA
ALL'AVANGUARDIA

SEMPLICITÀ
D'UTILIZZO




MASTERFLUX PLUS

Nuovo sistema maschere IntelliFlux

Rivoluzione nel sistema di sedazione grazie ai nuovi circuiti IntelliFlux, gli unici studiati per:

- evitare qualsiasi tipo di dispersione dei gas
- garantire **stabilità della maschera** sul viso del paziente
- gli unici circuiti che **non interferiscono con l'operatività dell'odontoiatra**, grazie alla soluzione di attacco superiore e non laterale
- **riduzione del consumo** dei gas
- **comfort** per il paziente



Dispositivo Sicuro

Concentrazione minima di ossigeno

Viene sempre erogata una quantità minima di ossigeno pari al 30%, in modo da evitare danni derivanti da ipossia o anossia.

Interruzione erogazione N₂O

Quando la pressione della bombola di ossigeno va a zero (assenza di ossigeno), si interrompe automaticamente l'erogazione del gas protossido di azoto.

Pulsante Emergenza O₂

Alla pressione del pulsante O₂ viene bloccata l'erogazione di protossido e viene somministrato al paziente ossigeno al 100%.

Valvola antiritorno

Una special valvola antiritorno impedisce al gas in uscita di rientrare nel circuito. Inoltre, uno speciale dispositivo consente al paziente di respirare aria ambiente in caso di una mancanza gas.

Controllo del flusso automatico

Il sistema è stato progettato per rendere la somministrazione del flusso facile e veloce. Girando la manopola O₂, impostiamo velocemente il flusso di ossigeno corretto per il paziente in litri al minuto, a seconda della sua capacità respiratoria. La manopola di regolazione N₂O consente di regolare la % di Protossido di azoto automaticamente variando dallo 0% al 70%.

Le colonne dei flussi sono state progettate per consentire una rapida e veloce lettura dei litraggi al minuto.

I riduttori di pressione che collegano scatola flussometrica e bombole sono stati montati all'interno del mobile in modo che il paziente non li veda, progettando il montaggio in maniera sicura e senza possibilità di interscambio tra i riduttori dei due gas sia alla bombola che alla scatola flussometrica.

Il nuovo circuito

Passaggio delle tubazioni sopra la testa per la massima duttilità operativa dell'odontoiatra.

Elastico di sostegno posteriore per miglior fissaggio della mascherina al viso del paziente.

Ergonomia

Perfettamente adatto per lavorare a 4 mani

- giunto Circuiti situato sopra la testa del paziente non crea ostacoli al trattamento
- Può essere spostato in tutte le posizioni

Trattamento piacevole

- Il paziente è sedato, prova una piacevole esperienza respirando attraverso una mascherina che non lascia segni sul suo volto
- Il supporto frontale e la banda elastica garantiscono una perfetta stabilità

Sedazione efficace ed efficiente

- La perfetta tenuta delle mascherine che si adattano a qualsiasi forma del viso consente anche un più veloce ed efficiente trattamento di sedazione

Nessuna dispersione di gas nell'ambiente

La tecnica costruttiva particolare delle mascherine intelliflux consente di evitare dispersioni di gas in ambiente:

- Valvola di non ritorno
- Connettore adattivo per gli aspiratori del riunito
- Nuova membrana «respiro facile»
- Cuscinetto di silicone adattivo

Le nuove maschere

I vantaggi del nuovo circuito e delle nuove maschere

Le maschere nasali hanno una conchiglia centrale in policarbonato rigido trasparente, che permette la visibilità ed evita qualsiasi torsione garantendo una perfetta tenuta. Il cuscinetto adattivo di tenuta e la forcilla frontale assicurano un perfetto e stabile posizionamento, evitando qualsiasi dispersione o perdita di gas. Tutte le parti della maschera nasale sono autoclavabili e il raccordo centrale contiene le valvole di non ritorno.



1



2



3



4

- Nessuna dispersione di gas nell'ambiente
- Miglior adattamento ad ogni volto
- Più comodità per il paziente e per l'operatore

DEFIBRILLATORE

OBBLIGO O NON OBBLIGO?

Gli obblighi sono sempre visti come "costrizioni" su cui discutere e cercare le diverse interpretazioni, in base ai propri interessi. Quando però si parla di prodotti salvavita, occorre uscire dal concetto dell'obbligo e si deve entrare nella sfera dell'etica e del buonsenso. È pertanto evidente che in tutti gli ambienti dove si praticano tecniche chirurgiche, come in quello odontoiatrico, è necessario avere dispositivi adeguati al soccorso del paziente in caso di criticità. Ecco allora che il pulsiossimetro, l'ossigeno e il defibrillatore DAE, diventano strumenti su cui non si può prescindere.



TECNOHEART PLUS

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Tecnoheart Plus gestisce tutte le operazioni di test e monitoraggio, decidendo autonomamente se occorre il rilascio della scarica, azione effettuata dal soccorritore mediante pulsante.

- 1 Coperchio:** il coperchio serve a proteggere le icone di azione, il pulsante della modalità paziente, pulsante di scarica.
- 2 Indicatore di stato:** l'indicatore di stato indica lo stato dell'unità, la temperatura e il livello della batteria.
- 3 Connettore degli elettrodi:** il connettore degli elettrodi serve a collegare gli elettrodi.
- 4 Icone di azione:** l'indicatore LED lampeggia di colore rosso sotto la rispettiva icona di azione.
- 5 Interruttore della modalità paziente:** Una volta che l'utente abbia identificato il paziente in base al tipo, selezionare la modalità paziente tra adulto e pediatrico utilizzando l'interruttore della modalità paziente.
- 6 Pulsante di scarica:** una volta completata la preparazione per la scarica elettrica, il pulsante di scarica lampeggerà. Premere il pulsante di scarica per erogare la scarica elettrica.
- 7 Pulsante scorrevole:** Il pulsante scorrevole serve per aprire il coperchio, per l'accensione spingere il pulsante scorrevole verso destra.
- 8 Slot per scheda SD:** La scheda SD serve per salvare i dati e aggiornare il firmware del DAE.
- 9 Porta di comunicazione a Infrarossi:** La porta di comunicazione a Infrarossi serve a comunicare con il PC.

**L'UNICO
DEFIBRILLATORE
CON CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE!**



VITAL TEST

Pulsiossimetro professionale studiato per l'utilizzo in ambito odontoiatrico.



AIR-OX

Rianimatore duttile e pratico (bambola ossigeno non inclusa).



E POINT

Centro Mobile di Primo Soccorso



SISTEMI E SENSORI ENDORALI

EzSensor Classic, e EzSensor HD, EzSensor Soft HD
Vi presentiamo i nuovi modelli di sensori SLIM

EzSensor
Classic



EzSensor
HD



SEMPLICITÀ D'USO E QUALITÀ D'IMMAGINE.

Linea compatta e angoli smussati per garantire la completa comodità del paziente e un suo facile posizionamento. Tali caratteristiche ergonomiche del sensore sono in grado di offrire un'ottima acquisizione dell'immagine.

EzSensor
Soft HD




**IL NUOVO RADIOGRAFICO
ENDORALE MURALE
CON CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE!**

UN SENSORE INTRAORALE MORBIDO E ADATTIVO CHE RIVOLUZIONA IL VOSTRO MODO DI LAVORARE.

Grazie alla flessibilità e agli angoli arrotondati, l'utilizzo del sensore intraorale sarà una pratica semplice per voi e indolore per i vostri pazienti. Non incapperete nel rischio di diagnosi errate o immagini di insufficiente qualità.



Low
Emission
Technology



Ridurre

*Il disagio
al paziente*

Canini
mandibolari
Molari
mandibolari

Aumentare

*La produttività
del vostro staff*

Semplificare il
posizionamento in
zone difficili
Evitare pressione
insufficiente
Evitare
ripetizione

Aumentare

*L'accuratezza
della diagnosi*

Stomatopatia
dell'area apicale
Carie
interprossimali

**EZ RAY
PREMIUM**

Infiniti gradi di libertà



Macchia
focale
0,4 mm

Immagini perfette

Grazie alla sua macchia focale di 0.4mm, EzRay Premium fornisce un'immagine con risoluzione molto più elevata per una diagnosi di alto livello. Che si tratti di pellicola, sensore ai fosfori o sensore diretto digitale è sempre possibile acquisire le migliori informazioni dall'immagine.

Design ergonomico e struttura stabile

Sviluppato per l'utilizzo quotidiano nello studio dentistico, Ez Ray Premium coniuga una grande maneggevolezza data dal braccio perfettamente bilanciato e una superiore stabilità, data dalla superiore cura costruttiva. La testa radiogena, di piccole dimensioni, permette di effettuare esami diagnostici di alta precisione nella massima comodità di posizionamento.

Design Elegante e sofisticato

Studiato per integrarsi perfettamente nei moderni studi dentistici, Ez Ray Premium è caratterizzato da un design pensato per ridurre l'impatto percettivo sul paziente, riducendo lo stress e la paura.

TECNO-GAZ
STORE

NOVITÀ

RADIOLOGIA EXTRAORALE



FOV 16x9. Quando le dimensioni contano

Sistema 3D mod.Green 16 con sistema MULTIFOV, per qualsiasi tipo di diagnostica dentale



PAX-i 3D green16

5x5

Impianti semplici

8x9

Impianti multipli
Guide chirurgiche (parziale)
Estrazioni complesse
Innesto osseo

12x9

Impianti multipli
Guide chirurgiche
Estrazioni del 3° molare
Sinus impianti per entrambi i seni

16x9

Impianti multipli
Guide chirurgiche
Estrazioni del 3° molare
Sinus impianti per entrambi i seni

Lo strumento indispensabile per l'eccellenza nello studio odontoiatrico

La tecnologia GREEN rompe il paradigma storico che, utilizzando una bassa emissione di radiazioni, si debba avere una immagine di qualità inferiore. Il modello GREEN 16, evoluzione del sistema GREEN di prima generazione, che ha ottenuto uno straordinario successo, offre scansioni ancor più qualitative, con una emissione di raggi X ridottissima.

Bassa emissione di radiazioni




LOW DOSE

Tempo di scansione

4.9
sec.

CT
SCAN TIME



PAX-i 3D SMART

Novità
Sistema MultiFov integrato

L'unico con sistema FOV anatomico AFOV

**Semplicità di utilizzo,
massima tutela per i vostri pazienti**

Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche odontoiatriche. Tale concetto sta alla base del principio di ottimizzazione, il cui rispetto si ottiene grazie all'utilizzo di apparecchiature adeguate e di procedure di esecuzione corrette.

L'UNICO CON SISTEMA FOV ANATOMICO AFOV

**RIDUZIONE DELLA DOSE
E DEI TEMPI DI ESPOSIZIONE**

**1 CLICK, 2 SCAN:
2D E 3D**

**SOFTWARE PER COMUNICAZIONE
PAZIENTE EZ CODI**


**SOFTWARE DI
ASSISTENZA EZ SMART**

AFOV

ANATOMICAL FIELD OF VIEW

IL VOLUME DOVE SERVE.

Grazie alla tecnologia AFOV, è in grado di ottenere immagini ad alta definizione in un ampio volume anatomico. Con un unico scatto si può ottenere contemporaneamente una immagine panoramica ed un volume 3D.



PROIEZIONI POSSIBILI

- Panoramica standard
- Panoramica bambino
- Emi - Panoramica destra
- Emi - Panoramica sinistra
- Dentatura frontale
- Bitewing

OPTIONAL

- ATM laterale
- ATM frontale
- Seni laterale
- Seni frontale

sensor
PANO

CEPH SC
sensor


CBCT
Cone Beam



Disponibile
anche in
versione CEPH

EMISSIONE DI RADIAZIONI STANDARD*

Simulazione
dell'esposizione a
radiazioni di un paziente
con una soluzione
tradizionale.



CON PAX-I 3D SMART



-50%
Riduzione
della dose



PAX-i 2D_{ETH}

Migliorare la qualità della diagnosi e dell'esperienza del paziente

Tutti i panoramici Pax-i eth possono essere **autoportanti** grazie al piede di supporto che ne permette il montaggio in modo semplice e rapido. Questa soluzione assicura un **facile posizionamento non vincolato a nessuna struttura esistente** e nel caso di riposizionamenti, non vi sarà nessun intervento strutturale.

TECNOLOGIA CMOS APS
AD ELEVATA QUALITÀ
DIAGNOSTICA

INTERFACCIA SOFTWARE
ONE CLICK


SOFTWARE PER
COMUNICAZIONE
PAZIENTE EZ CODI

SOFTWARE DI
ASSISTENZA EZ SMART

AUTOFOCUSING

IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ,
DIAGNOSI PRECISE E CORRETTE.

Per ottenere immagini di ottima qualità **indipendentemente dalla posizione del paziente e dalla dimensione dell'arcata dentale**. L' arcata dentale viene divisa in tredici diversi strati. La tecnologia Auto-Focusing seleziona il miglior strato.



NITIDEZZA
OTTIMALE

PROIEZIONI POSSIBILI

OPTIONAL

- Panoramica standard
- Panoramica bambino
- Emi - Panoramica destra
- Emi - Panoramica sinistra
- Dentatura frontale
- Bitewing

- ATM laterale
- ATM frontale
- Seni laterale
- Seni frontale



Disponibile
anche in
versione
CEPH

sensor
PANO

CEPH
sensor

SOFTWARE 2D e 3D

Ez 3D i

One click, 2 scan

DIAGNOSI PRECISE SENZA
COMPLESSI POSIZIONAMENTI
DEGLI ASSI

Puntando il mouse sul sito di interesse con un click si accede alla visualizzazione radiologica dei punti di interesse.

EzCodi

UN POTENTE STRUMENTO
DI COMUNICAZIONE
AL VOSTRO SERVIZIO!

Comunicare nel modo corretto al paziente aumenta la compliance e rende i pazienti più soddisfatti. EzCodi mette a vostra disposizione una libreria di 244 animazioni cliniche in 3D.



> Comunicare in modo efficace
semplice e comprensibile

> Maggiore tasso di accettazione
dei trattamenti da eseguire

> Aumento della
soddisfazione del paziente

LA SUITE DI
SOFTWARE VATECH
PER LA GESTIONE
DEI CASI CLINICI

SEMPLICE, VELOCE ED EFFICIENTE
SOLUZIONE PER LA DIAGNOSI, LA
CONSULTAZIONE E LA COMUNICAZIONE.



EzDent-i

IL MIGLIOR MODO POSSIBILE
PER GESTIRE LE IMMAGINI
PANORAMICHE 2D

Grazie alla semplicità di utilizzo ed alla perfetta integrazione alla suite software Vatech la diagnosi di primo livello non è mai stata così efficiente.

EzSinus

IL SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO
PER LE DIAGNOSI TRIDIMENSIONALI

Grazie a un morso ed un poggiamento dedicato consente di effettuare diagnosi tridimensionali del terzo medio del massiccio cranico e di visualizzare i seni mascellari.





Benvenuti nella *sezione del risparmio!*

3 INCREDIBILE!
CAPACITÀ DI CARICO
AD UN PREZZO SPECIALE

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa.
In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. AB015ZXY
ONYXB 5.0

Art. AB012ZXY
ONYXB 7.0

Art. AB017ZXY
ONYXB 8.0



Art. OI002NPU

Pura Plus

Osmosi inversa per trattamento acque

BUNDLE 1

Onyx B 5.0 + Pura Plus =

Prezzo Listino ~~4.847,00~~

Prezzo Speciale **3.320,00**

Beneficio Fiscale** - 1.766,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.554,00**

BUNDLE 2

Onyx B 7.0 + Pura Plus =

Prezzo Listino ~~5.355,00~~

Prezzo Speciale **3.790,00**

Beneficio Fiscale** - 2.016,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.774,00**

BUNDLE 3

Onyx B 8.0 + Pura Plus =

Prezzo Listino ~~5.661,00~~

Prezzo Speciale **4.020,00**

Beneficio Fiscale** - 2.139,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.881,00**

RINNOVA IL TUO SISTEMA DI STERILIZZAZIONE!



Art. 2033S2

Europa B Evo

Autoclave per carichi di tipo "B"

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa.
In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. OI001NPU

Pura

Osmosi inversa per trattamento acque

BUNDLE 4

Europa B Evo + Pura =

Prezzo Listino ~~4.672,00~~

Prezzo Speciale **2.850,00**

Beneficio Fiscale** - 1.516,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.334,00**

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa.
In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. 2033S2

Europa B Evo

Autoclave per carichi di tipo "B"



Art. 2035TS

B-Test Plus

Incubatore biologico



Art. TS004Z00

Fornitura annua test sterilizzazione composta da:

1 conf. Vaporline 250 pz.
1 conf. Spore da 20 fiale

1 conf. Helix test 50 strisce
1 conf. Bowie&Dick da 12 pz.

1 Sterildocs

BUNDLE 5

Europa B Evo + B-Test Plus + Kit test annuo =

Prezzo Listino ~~4.607,88~~

Prezzo Speciale **3.090,00**

Beneficio Fiscale** - 1.644,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.446,00**



BUNDLE 6

Europa B Evo + One =

Prezzo Listino ~~4.406,00~~

Prezzo Speciale **2.928,00**

Beneficio Fiscale** - 1.558,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.370,00**

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa. In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. 2033S2

Europa B Evo

Autoclave per carichi di tipo "B"



Art. 2165S

One

Termosigillatrice manuale

BUNDLE 7

TecnoSeal + Kit buste* =

Prezzo Listino ~~2.300,00~~

Prezzo Speciale **1.560,00**

Beneficio Fiscale** - 830,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **730,00**

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa. In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. TA001TAU

TecnoSeal

Termosigillatrice automatica



Kit buste piatte

Chiuse su tre lati. Dimensioni a scelta. Specificare in fase di ordine.

SISTEMA CERTIFICATO



Art. 2200S

Multisteril

Vasca multifunzione

Art. DM401ALP
6 pezzi

Multisteril CD

Concentrato liquido per detersione e disinfezione certificata



BUNDLE 8

Multisteril + 1 conf. da 6 pz. Multisteril CD =

Prezzo Listino ~~3.379,48~~

Prezzo Speciale **2.457,00**

Beneficio Fiscale** - 1.307,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.150,00**

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa. In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.

FATE SCORTA DI SICUREZZA!



24 FLACONI
+ 6 FLACONI
IN OMAGGIO

Art. DM401ALP
6 pezzi

Multisteril CD

Concentrato liquido per detersione e disinfezione certificata

BUNDLE 9

4 conf. da 6 pz. Multisteril CD + 1 conf. da 6 pz. OMAGGIO =

Prezzo Listino ~~1.220,00~~

Prezzo Speciale Bundle **896,00**

BUNDLE 10

B-Test Plus + Kit test annuo =

Prezzo Listino ~~731,88~~

Prezzo Speciale **422,00**



Art. 2035TS

B-Test Plus

Incubatore biologico



Art. TS004Z00

Fornitura annua test sterilizzazione composta da:

1 conf. Vaporline 250 pz.
1 conf. Spore da 20 fiale

1 conf. Helix test 50 strisce
1 conf. Bowie&Dick da 12 pz.

1 Sterildocs



Art. 1600AS
MasterFlux Plus
Apparecchio per sedazione

Attivazione
SERVIZIO PLUS COMPRESO



Art. 11250
Vital Test
Pulsiossimetro

BUNDLE 11

MasterFlux Plus + Vital Test =

Prezzo Listino ~~5.168,84~~

Prezzo Speciale **4.280,00**

Beneficio Fiscale** - 2.277,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **2.003,00**

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa. In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.



Art. 1600AS
MasterFlux Plus
Apparecchio per sedazione

Attivazione
SERVIZIO PLUS COMPRESO



Art. AE001Z12
TecnoHeart Plus
Defibrillatore semiautomatico

BUNDLE 12

MasterFlux Plus + TecnoHeart Plus =

Prezzo Listino ~~6.277,78~~

Prezzo Speciale **4.650,00**

Beneficio Fiscale** - 2.474,0


Costo Reale Maxi Ammortamento** **2.176,00**

BUNDLE 13

Circuito completo + Kit maschera nasale =

Prezzo Listino ~~657,00~~

Prezzo Speciale Bundle **520,00**



Art. MF835/836/837ZMF

Kit maschera nasale completo, composto da:

- 3 maschera misura 1/2/3
- Dispositivo valvole
- Fascia nucale



Art. MF820ZMF / MF824ZMF

Circuito completo e circuito aspirazione:

- Tubi
- Snodo
- Fascia poggiatesta

BENEFICIO FISCALE 2017

**MAXI AMMORTAMENTO 140%, calcolo effettuato su reddito annuo di 70.000 euro circa. In caso di FORMULA LEASING aggiungere il valore relativo all'interesse e alle spese di istruttoria.

INDISPENSABILI PER GESTIRE LE EMERGENZE NEL VOSTRO STUDIO



Art. MO002MPS
E-Point
Centro mobile di primo soccorso



Art. 11250
Vital Test
Pulsiossimetro



Art. KT016ZDM
Air-Ox
Rianimatore (bombola non inclusa)



Art. AE001Z12
TecnoHeart Plus
Defibrillatore semiautomatico

BUNDLE 14

E-Point + Vital Test + Air-Ox + TecnoHeart Plus =

Prezzo Listino ~~3.281,05~~

Prezzo Speciale **2.142,00**

Beneficio Fiscale** - 1.140,00

Costo Reale Maxi Ammortamento** **1.002,00**

SILVERLINE

ABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

Con la linea abbigliamento SILVERLINE diamo continuità al nostro core business: quello della prevenzione.

Da oltre 35 anni siamo parte attiva della prevenzione del rischio biologico in ambito odontoiatrico ed ospedaliero, conosciamo esigenze e necessità degli operatori sanitari e SILVERLINE è l'essenza del nostro sapere concentrato in questa straordinaria linea di abbigliamento tecnico professionale.

È stato così creato un apposito team composto da **fashion stylist** e **da tecnici**, in grado di creare una gamma di prodotti di **alto valore estetico**, **ottima vestibilità**, con **connotazione tecnica**, legata alle logiche di **prevenzione e benessere**.



Immagine di fantasia

Una gamma completa in fibra tessile d'argento antibatterica



La fibra tessile d'argento con cui sono realizzati tutti i capi Silverline, è pensata appositamente per fornire un alto valore aggiunto ai capi della linea SILVERLINE.

Primo strato uomo e donna in fibra d'argento antibatterica



Sacco lavanderia in fibra d'argento antibatterica



**MASSIMA SICUREZZA
MASSIMA PRODUTTIVITÀ,
MASSIMO COMFORT**

Bandane unisex



Tuniche uomo e donna

Pantaloni uomo e donna



La fibra d'argento (Ag) è tessuta insieme alla fibra di cotone (composizione 96% cotone, 4% Ag)



Tunica mod. **Mattia**

Pantaloni mod. **Paolo**

Tunica mod. **Lorenzo**

Pantaloni mod. **Marco**

Tunica mod. **Massimo**

Pantaloni mod. **Paolo**

Tunica mod. **Marta**

Pantaloni mod. **Sabrina**

Tunica mod. **Federica**

Pantaloni mod. **Camilla**

Tunica mod. **Lilly**

Pantaloni mod. **Camilla**



Traspirazione corporea

Favorisce la traspirazione corporea accelerando il trasferimento del calore verso l'esterno, favorisce una riduzione dell'umidità sulla pelle, regalando la sensazione di asciutto e di benessere.



Efficacia antibatterica

È efficace contro germi patogeni, germi ospedalieri e un vasto numero di batteri e salmonelle, grazie al rilascio di ioni d'Argento, che rende inattivi: proteine macrobiotiche, il DNA di batteri, virus e bacilli. Evita la proliferazione batterica, grazie al suo potere antimicrobico, bloccando così la migrazione dei microrganismi tra tessuto e pelle, evitando la formazione di cattivi odori, impedendo allergie e mantenendo l'equilibrio biologico della pelle.

Personalizzazione dei capi

Per caratterizzare ulteriormente la linea SILVERLINE, Tecno-Gaz offre il servizio di personalizzazione che può essere applicato su tutti i modelli della linea: tuniche, pantaloni, t-shirt. È possibile personalizzare con logo dello studio, nome dell'operatore, slogan o con qualsiasi dicitura a vostro piacimento. Per garantire la durata nel tempo, viene eseguita con ricamo di alta qualità.



Termoregolatore

Grazie all'alto potere di conduzione dell'argento il tessuto SILVERLINE garantisce una perfetta ed uniforme distribuzione del calore corporeo. In presenza di elevate temperature, l'argento accelera il trasferimento del calore dal corpo verso l'esterno, invece di ostacolarlo come fa la maggior parte dei tessuti che spesso formano una specie di barriera e non favoriscono la dissipazione del calore stesso. In presenza di basse temperature, grazie al fattore di riflessione degli infrarossi, riduce la dispersione del calore e restituisce al corpo la stessa energia.



Da non perdere nei prossimi mesi!

*Le due più importanti manifestazioni
del campo dentale!*

Tecno-Gaz S.p.a. sarà *presente*
alle prossime fiere!

IDS
2017

37th

International Dental Show
Colonia, 21-25 Marzo 2017

Hall: **11.2**
Stand: **M-018-N-019**


EXPO
DENTAL
MEETING

Expodental Meeting
Rimini, 18-20 Maggio 2017

Pad. **A3**
Stand **80**
Corsia **2**

Grandi spazi allestiti per potervi *presentare*
integralmente tutta la gamma prodotti Tecno-Gaz!



Tecno- Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

www.tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno- Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

